

使用说明书
INSTRUCTION MANUAL

请妥善保管

内附保修书

VZUSA



※使用前请务必仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。
Please read this user manual carefully and keep it properly before use.

目录

■ 使用说明书相关注意事项	p. 1
■ 为了正确安全地使用本仪器	p. 2~3
■ 使用前的注意事项	p. 4
■ 使用时的注意事项	p. 5
■ 维护・检查的注意事项	p. 6
■ 各部件的名称	p. 7~8
■ 功能说明	p. 9
■ 本仪器操作方法	p. 10
■ 护理顺序	p. 11
■ 护理顺序 (FACE)	p. 12~13
■ 护理顺序 (BODY)	p. 14~15
■ 产品规格	p. 16
■ 有毒有害物质含量表	p. 17
■ 保修规定	p. 18
■ MEMO	p. 19
■ 保修书	封底

使用说明书相关注意事项

■非常感谢您购买本公司的商品。

为了安全使用本仪器，必须遵守使用说明书。将本仪器借给他人或赠与他人时，请务必将本使用说明书一起交给对方。

■本使用说明书附有保修书。

请务必确认已填写「购买日期、购买店铺名」等，并妥善保管。

为了正确安全地使用本仪器

使用前请务必仔细阅读本说明书，并正确使用。

为了防止对您或他人造成人身危害或财产损失，现使用如下图示来表示危害和损失的程度，请理解内容之后再阅读正文。警告标识的标志和意思如下。

 危险	极有可能造成人员死亡或重伤的内容。
---	-------------------

 警告	可能造成人员死亡或重伤的内容。
---	-----------------

 注意	可能会造成人员轻伤或财产损失※的内容。 ※表示对房屋、家具以及家畜、宠物造成的扩大损失。
--	---

■图标



	表示不能做的「禁止」内容。 ※图中或旁边标有具体内容。
--	--------------------------------



	表示必须遵守的内容。
--	------------



	表示必须注意的内容。
--	------------

为了正确安全地使用本仪器

 **警告：如果不遵循使用说明，可能导致不良影响。**



禁止

■ **警告：使用下述医用电子仪器的人，请勿使用本仪器。**

否则可能因医用电子仪器的错误运行导致事故或身体不适。

- 起搏器等人体植入式医用电子仪器
- 人工心肺机等用于维持生命的电子仪器
- 心电图仪、输液器等佩戴型医用电子仪器

■ **如果您符合下列情况，请勿使用。**

- 患有心脏病、血压异常、恶性肿瘤
- 伴有发烧症状、或患有感染性疾病、急性病
- 牙齿治疗期间
- 因艾滋病等免疫缺陷病而造成免疫力下降，或正在使用免疫抑制剂
- 患有血友病、出血性疾病、糖尿病、面部神经痛
- 知觉、痛觉异常
- 瘢痕疙瘩体质、患有脸部黑皮病、光过敏症、色素异常症
- 长期使用类固醇激素类药物或因肝功能障碍而引发毛细血管扩张
- 过敏体质、过敏性皮炎、皮肤病、敏感肌或肌肤脆弱
- 曾有癫痫病史或会因光线闪烁而感到不适
- 因交通事故等造成头部或眼部后遗症
- 曾接受过眼部手术（如接受过激光原位角膜磨镶术，请咨询医生后再使用）
- 孕妇、正处于生理期、哺乳期
- 幼儿、无法表达自己意思的人
- 醉酒、宿醉
- 正在服用助眠药物
- 极度疲劳、身体不适
- 曾因化学纤维而引发色斑、接触性皮炎等肌肤问题
- 会因化妆品而引发或曾经引发过皮炎
- 近期在护肤沙龙等接受过化学换肤疗程
- 使用美容仪器后曾出现肌肤问题



禁止

■ **请勿用于以下部位。**

- 非指定部位
- 心脏周围、眼球及上眼睑、嘴唇和口中等处的黏膜部位
- 阴部、肛门、喉结周围、耳朵
- 病态色斑、痣或病毒性疣的部位
- 因过度日晒而引发肌肤刺痛、炎症的部位
- 有伤口、湿疹、干癣、疱疹、化脓的痤疮和青春痘的部位
- 发痒、发热、物理性刺激等引发病理性色斑的部位
- 曾接受手术的部位
- 近期接受过脱毛或剃毛处理的部位



禁止

※ **如果您正在接受医院治疗，请在使用前咨询您的医生。**

使用前的注意事项

⚠ 警告:如果不遵循使用说明,可能导致不良影响。



禁止

- 警告:请勿和其他美容仪同时使用。
- 警告:请勿用于非美容目的。请勿在损坏、故障的状态下使用。
本美容仪为美容专用护理仪,请勿用于治疗目的或其他用途。
- 警告:请勿窥视或直视LED光。
- 警告:延长或重复在一个表面部位使用本器具可能导致对皮肤潜在的损害。
- 警告:请勿连续用于同一部位。否则可能会伤害肌肤或造成感染、炎症、出血、色素沉淀等肌肤问题或导致症状恶化。
- 警告:请勿搭配含有酒精成分的化妆品使用。如果含酒精,等酒精完全挥发之后,才开始使用电皮肤刺激器进行护理。
- 警告:请勿使用在宠物身上。
- 警告:请勿搭配含有易燃成分的化妆品使用。或在稀释液、挥发油、去光水、喷雾等易燃品附近使用。
- 警告:请勿使用非专用AC适配器。请勿将专用AC适配器连接其他仪器。否则会导致火灾、触电或故障。
- 警告:请勿损坏插头线。
- ※ 请勿毁伤、强行弯曲、拉扯、扭曲、在上面放置重物、紧夹等。否则会导致火灾、触电或故障。
- 警告:请勿使插座过载。否则会导致发热或火灾。



禁止在潮湿处使用

- 请勿在浴室或湿气多的地方使用或保管。
请勿放置在容易碰到水(洗脸台上等)的地方。



禁止浸水

- 请勿将本仪器浸在水中,或是将水淋到或洒到本仪器上。
否则会导致触电、火灾或故障。



禁止湿手使用

- 请勿以湿手触碰仪器。
否则会导致触电、受伤。



拔出插头

- 插拔AC适配器时,请务必手持前端插头进行插拔。请勿手持线缆插拔。
- 如AC适配器损坏,或插在插座后出现松脱时,请勿使用。



必须遵守

- 仅适用于家用插座。
- 请确保插紧AC适配器及插头。
- 请务必遵守使用说明书的内容。如果不遵守使用的话,可能导致不良影响。

使用时的注意事项

 **警告：如果不遵循使用说明，可能导致不良影响。**



拔出插头

- 如出现下述状况，请停止使用并关闭电源，将AC适配器从插座上拔除。
 - 地震、打雷。
 - 本仪器或AC适配器、连接线冒烟、异常发热、发出异臭、变形。



禁止

- 使用时，本仪器可能会发热，不会产生安全上的问题。
- 请勿将本仪器连接到金属或电器产品。
※手机、电视等。



必须遵守

- 使用时，请务必摘下贵金属类、眼镜和隐形眼镜。
※贵金属类：耳环、项链、表等。
- 第一次使用或尚未适应时，请务必从1档开始尝试。
- 请勿将护理头用力按压在肌肤上。请勿连续停留在同一部位超过3秒钟。否则会导致肌肤问题。
- 护理眼周肌肤时，请闭上双眼后再使用。
- 使用时如感到肌肤或身体疼痛、异常时，请立即停止使用并咨询医生。
- 在启动电皮肤刺激器之前先使电极与皮肤接触。
- 本仪器强度档位切换时，请务必注意电极电流密度的变化。
- 先断开电皮肤刺激器，然后再把电极与皮肤分开。

注意

本仪器使用注意事项 请仔细阅读以下项目后再使用。

1

- 每周1次的特别护理：每1部位＝每周护理1次
 - 第1～2周 每周护理2次。之后的第3周开始视肌肤状态而定，约每周护理1次。
 - 过度护理反而不益于肌肤健康。
- 每天的日常护理：每1部位＝每天或2天一次
 - 请视肌肤状态使用。

2

- 请在卸妆，洁面，并且涂抹专用美容液或啫喱后再进行面部护理。
- 身体护理请在入浴后等，洁净的肌肤状态下使用。

3

- 肌肤状态因身体状态而异。
 - 使用时请视肌肤状态而定，若肌肤出现皮疹、发红、瘙痒等异常状况，请停止使用，并咨询专科医生。

维护·检查的注意事项

 **警告：如果不遵循使用说明，可能导致不良影响。**



- 警告：不要旁路或取消器具固有的安全装置。请勿自行拆卸、改造或修理本仪器。需要修理时请咨询购买店铺或本公司售后服务中心。



- 清洁本仪器前，请将AC适配器从本仪器及插座上拔出。否则会导致火灾、故障。
- 不使用时，请务必关闭电源并将AC适配器从插座上拔出。否则会导致火灾、故障。



- 请勿让AC适配器或插头吸附金属别针或沾到灰尘。否则会导致火灾、触电或故障。
- 请勿摔落或撞击本仪器。
- 收纳时，请勿将线缆缠卷在AC适配器上。
- 请勿保管在儿童能触摸到的地方或是让儿童使用。
- 请勿保管在下述地方。
 - 阳光直射的地方、潮湿的地方、粉尘多的地方
 - 高温或零度以下的地方、烈日下的汽车内等地方
 - 易燃的地方、风吹雨打的地方
 - 有化学药品或产生煤气的地方、振动强烈的地方
 - 供热器具和发热器具的附近、磁石的附近



- 清洁方法
请用浸过水并拧干的软布擦去本仪器的污垢。用硬布擦拭会损伤本仪器，导致功能降低。
- ※ 请勿使用碱剂、酒精、稀释液、挥发油等溶剂或卸甲水、研磨粉、热水、药品类。
- ※ 本仪器上沾有美容液或啫喱时，请于清洁后，再行保管。

长期未用，请检查！

如半年以上未使用本仪器时，使用前请务必检查并确保无异常后再使用。（LED的亮灯状态、有无裂缝等）

若在故障状态下使用，会导致事故。

各部件的名称

本体




※图片仅供参考, 请以实际产品为准。

配件

- AC适配器
- 支架
- 使用说明书兼保修书

各部件的名称


采用镀金导头



- 表面采用与肌肤亲和度最高的镀金加工。
- ※ 由于金属质地非常柔软,容易产生划痕。使用时请注意。如出现细小的擦伤,并不影响品质,请放心使用。

搭载近红外LED机型

- 本仪器搭载近红外光LED,波长 $830 \pm 10\text{nm}$,开机后间歇性开启。
- ※ 近红外光为不可见光,波长较长,穿透力更强,请勿直视下图区域,以免因长时间直视光源对眼睛造成损害。



- ※ 白色虚线为近红外光LED元器件。




- ※ 请勿直视图示区域,以免因长时间直视光源对眼睛造成损害。

功能说明

功能

按键	模式	功能
SPA	中高频波电脉冲	通过热能刺激、生物电调控和物理渗透三大核心机制, 深层赋能, 多维改善肌肤状态。
UP	超脉冲电穿孔	输出高导脉冲波, 利用“电致孔原理”提升介质导入效果。
EMS	微电流肌肉运动	输出具有活动肌肉作用的特殊脉冲。
MIX	混合脉冲	同时输出导入脉冲/EMS/中高频波
VR	振动	缓解电流刺激。

LED

	11颗高亮高透定制款-红波LED。 缔造光泽弹性肌肤。
	6颗近红外波LED。 深层赋能, 改善肌肤底层状态。

※ 亮灯时, 请勿窥视或直视光源。

※ 护理眼周围部位时, 请闭上双眼。

本仪器操作方法

※ 第一次使用本仪器时, 请将护理头上的保护膜(透明膜) 撕下。

① 打开仪器本体上的AC适配器插口盖, 将AC适配器插入仪器本体和插座。

② 选择模式

- 按下〈SPA按键〉, 可使用SPA模式。
- 按下〈UP按键〉, 可使用UP模式。
- 按下〈EMS按键〉, 可使用EMS模式。
- 按下〈MIX按键〉, 可使用MIX模式。

※ 所选模式的模式指示灯将亮红灯。

※ 按下任一按键后, 进入该模式1档, 可开始进行护理。

※ 启动后, 约每10秒钟响1次提示音。

③ 强度档位选择

- 强度档位分为4档。按下所选模式的按键可调整档位。

※ 初次使用时, 请从SPA模式、UP模式、EMS模式、MIX模式中各模式的1档开始尝试, 然后调高至较舒适的档位进行护理。

※ 想要调低档位或切换模式时, 须先将正在使用的模式关闭, 重新开启后调节档位, 或选择其他模式。



④ 选择振动

- 按下〈VR按键〉, 可使用振动模式。可依喜好与其他模式搭配使用。

- 振动模式的体感有两种方式。以 短▶长▶OFF的顺序切换。

※ 〈VR按键〉也可单独使用。单独使用时, VR模式启动6分钟后, 该模式自动停止。

⑤ 电源OFF

- 在启动中的模式为强度4档的状态时, 再次按该模式按键关闭电源。

※ SPA模式、EMS模式、MIX模式启动10分钟后, 该模式自动停止。(停止运作约30秒钟前发出提示音)

※ UP模式启动6分钟后, 该模式自动停止。(停止运作约30秒钟前发出提示音)

⑥ 从仪器本体·插座上取下AC适配器。


※ 使用后, 请盖上仪器本体的AC适配器插口盖。

护理顺序

护理前

- ① 请摘下项链、戒指等饰品，以及身上佩戴的所有贵金属类。
- ② 请和平时一样进行卸妆和洁面，洗去化妆品及皮脂污垢等后，再进行护理。
身体护理请在入浴后等，洁净的肌肤状态下使用。

护理中



- 进行全脸护理时，不要一次性将美容液涂满整张脸，而是请参照上图将脸部分为4个区，然后依序涂抹、护理。

每天的日常护理

- EMS模式/MIX模式=6~10分钟
 - 选择EMS模式或者MIX模式，进行6~10分钟护理，二选一即可。

每周1次的特别护理

- SPA模式/UP模式=10分钟
 - 先在SPA模式下进行5分钟，再进行UP模式5分钟，效果更佳。


护理后

- ① 护理后，如使用美容液，请将面部残留的美容液轻轻按摩吸收。如使用啫喱，请擦拭掉啫喱。
- ② 护理结束后，请以浸过水并拧干的软布或纸巾等擦拭本仪器，清除脏污后再以干纸巾拭除残留水分。

护理顺序 (Face)

EMS模式 · MIX模式

- 将美容液涂抹于护理部位后,进行护理。
- 如图示,请依次将仪器贴在各部位肌肤,每次约3秒钟。
- ①~⑤步骤分别进行2~3次。



- ※ 图示为建议护理顺序。
- ※ 在护理过程中,如感觉肌肤干燥,请增加美容液用量。用量过少可能影响肌肤体感,同时护理效果也会有所减弱。
- ※ 护理时,请将6个导头完全贴合肌肤。
- ※ 使用过程中,如果发现护理头沾有污垢而凹凸不平时,请用软布或纸巾等擦拭干净。
- ※ 身体不适时,请勿使用。
- ※ 过度护理会造成肌肤负担。请避免1天内使用多次。


⚠ 警告

请勿在黏膜、眼周、耳周以及喉结周围使用。

护理顺序 (Face)

SPA模式 · UP模式

- 将美容液涂抹于护理部位后进行护理。
- 请保持缓慢推动，避免持续停留在同一部位3秒钟以上。
- ①～③步骤分别进行2～3次。



由下巴沿着脸部轮廓线，滑动至耳朵后方。然后通过耳下腺，向下滑动至肩部。

由下巴尖端沿着脸部轮廓线，滑动至太阳穴。
接着由鼻翼经由脸颊，滑动至太阳穴。
最后从内眼角沿着眼下部，滑动至太阳穴。

从眉毛向发际线提拉，由下而上滑动进行护理。

- ※ 图示为建议护理顺序。
- ※ 在护理过程中，如感觉肌肤干燥，请增加美容液用量。用量过少可能影响肌肤体感，同时护理效果也会有所减弱。
- ※ 护理时，请将6个导头完全贴合肌肤。
- ※ 使用过程中，如果发现护理头沾有污垢而凹凸不平时，请用软布或纸巾等擦拭干净。
- ※ 身体不适时，请勿使用。


⚠ 警告

请勿在黏膜、眼周、耳周以及喉结周围使用。

护理顺序 (Body)

上臂


- 每周1次的特别护理:单侧手臂15分钟
- 每天的日常护理:单侧手臂15分钟



- ① 在手臂与肩膀交接处,以画圈方式,护理2~3次。
- ② 以直线方式,从肘关节经上臂滑动至肩膀交接处。

腰部


- 每周1次的特别护理:15分钟
- 每天的日常护理:15分钟



- ① 在肚脐周围,以画圈方式滑动1圈。
- ② 从腰部侧边,以画圈方式,如雕塑腰身曲线般滑动至鼠蹊淋巴处。
- ③ 由上而下滑动般直线移动。

臀部

- 每周1次的特别护理:15分钟
- 每天的日常护理:15分钟




- ① 以画圈方式,由臀线大腿交接处,向上滑动至腰部下方。
- ② 在臀线大腿交接处,采用锯齿状滑动。
- ③ 从臀线大腿交接处,以直线方式,提拉滑动至腰部下方。

护理顺序 (Body)

腿部 (正面、背面)


■ 每周1次的特别护理:单腿15分钟 ■ 每天的日常护理:单腿15分钟



- ① 从膝盖上方 (膝盖背面), 以画圈方式, 并由下而上进行护理。
 - ② 从膝盖上方 (膝盖背面), 以画圈方式, 边左右横向推动边由下而上进行护理。
 - ③ 从膝盖上方 (膝盖背面), 以直线方式, 由下而上移动进行护理。
- ※ 腿部的正面・背面, 都以相同动作进行护理。

小腿肚

■ 每周1次的特别护理:单腿15分钟 ■ 每天的日常护理:单腿15分钟



- ① 从脚踝附近, 以画圈方式, 由下而上推动至膝盖背面进行护理。
- ② 从脚踝附近, 以画圈方式, 边左右横向推动, 边由下而上移动至膝盖背面进行护理。
- ③ 以直线方式, 从脚踝附近由下而上移动至膝盖背面进行护理。

产品规格

产品名称	美杜莎®美容仪-特别版
产品型号	the vzusa SE
AC适配器额定电源	输入 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A 输出 12V = 2A
电极最大输出	50mA
导头面积	10.21cm ²
外形	主机手柄:约210×64×57mm
重量	主机手柄:约220g

有毒有害物质含量表

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。

有毒有害 物质或元素	部件名称				
	壳料,结构件	PCB电路板	线材	金属零件	塑料零件
铅 Pb	○	×	○	×	○
汞 Hg	○	○	○	○	○
镉 Cd	○	○	○	○	○
六价铬 Cr VI	○	○	○	○	○
多溴联苯 PBB	○	○	○	○	○
多溴二苯醚 PBDE	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸 二正丁酯 DBP	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸 二异丁酯 DIBP	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸 丁基苄酯 BBP	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 DEHP	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。现阶段暂无可以替代的技术和部件,但符合国家相关法规的要求,同时本公司会继续努力通过改进技术来减少有害元素的使用。

保修规定

■按保修书记录内容,依据保修规定,提供保修期内免费维修服务。自购买日起,在保修期间内发生故障,请附上本保修书的复印件,委托购买店铺或本公司客服中心进行修理。

※如没有填写序列号、购买日期、购买店铺、客户名、地址、电话号码,本保修书将视作无效,请务必事先确认没有漏写。

※配件(AC适配器、支架、使用说明书兼保修书)不适用于保修。另外请注意,保修书序列号贴纸剥落时,不适用于保修。

■即使在保修期内,若属下列情况,无法提供免费维修。

- A.保修书的序列号贴纸剥落
- B.本保修书上没有填写序列号、购买日期、购买店铺、客户名、地址、电话号码
- C.运输、移动时发生摔落、水淹等因使用者的不当处理而引起的故障及损伤
- D.火灾、天灾、异常电压而引起的损伤及故障
- E.因连接其他仪器而引起的本仪器故障
- F.使用非本仪器附属专用AC适配器而引起的故障
- G.非本公司进行的修理、调整、改造
- H.没有出示本保修书
- I.其他

■此保修书仅限于国内使用时有效。

※如在海外购买,仅限持有本公司发行的正规代理店证明方可适用于保修。

■关于邮费

- a.保修期间内往返邮费由本公司负担。(仅限中华人民共和国国内有效)
- b.保修期间外往返邮费由客户负担。

■本保修书遗失不补,请妥善保管。

MEMO

TABLE OF CONTENTS

▪ INTRODUCTION	p. 21
▪ SAFETY PRECAUTIONS	p. 21~22
▪ PRECAUTION BEFORE USE	p. 23
▪ PRECAUTION IN USE	p. 24
▪ PRECAUTION OF MAINTENANCE AND INSPECTION	p. 25
▪ NAME OF PARTS	p. 26~27
▪ EXPLANATION OF FUNCTIONS	p. 28
▪ HOW TO USE	p. 29
▪ TREATMENT PROCEDURE	p. 30
▪ TREATMENT PROCEDURE (Face)	p. 31~32
▪ TREATMENT PROCEDURE (Body)	p. 33~34
▪ PRODUCT SPECIFICATIONS	p. 35
▪ RoHS	p. 36
▪ ASSURANCE PROVISION	p. 37
▪ MEMO	p. 38
▪ WARRANTY CARD	Back cover

INTRODUCTION

- Thank you for purchasing the vzusa SE.

In order to use the device properly and safely, it's necessary to read this instruction manual carefully and follow all safety precautions. Please include this instruction manual if you borrow or give to another person.

- This instruction manual contains the warranty card.

Confirm the information such as " The date of purchase" and " The purchase shop",

SAFETY PRECAUTIONS

Be sure to read this instruction manual carefully before using, and always use properly.

To preserve the risk of injury, loss of life, and damage to any property, the following symbols are used. The marks and meanings of symbols are shown as below.

 DANGER	Failure to observe DANGER signs will result in hazard to personnel is high likely to result in serious injury or death.
 WARNING	Failure to observe WARNING signs could result in hazard to personnel possibly resulting in serious injury or death.
 CAUTION	Failure to observe CAUTION signs could result in injury to personnel and damage to the device and property. ※Property damage includes damage to house, household belongings, domestic animals and pets.

■ MEANINGS OF SYMBOLS

	This symbol indicates prohibition. ※It is indicated a special instruction inside or near a picture.
	This symbol indicates requirement that must be followed.
	This symbol indicates caution.

SAFETY PRECAUTIONS



WARNING

To preserve accidents or discomfort.



Prohibition

■ **Do not use this product with any of the following medical electrical equipment.**

Malfunction of medical electronic equipment causes accidents or discomfort.

- Biological implant such as pacemaker.
- Life support electronic equipment such as artificial heart lung.
- Wearing type medical electronic equipment such as electrocardiograph or drip infusion.



Prohibition

■ **The following persons must not use the product.**

- Persons with heart disease, abnormal blood pressure or malignant tumors.
- Persons with diseases with fever, infectious diseases or acute diseases.
- Persons who are receiving dental treatment.
- Persons with weakened immune systems or who use immune suppressants due to immunity disorders like AIDS etc.
- Persons with hemophilia, bleeding disorders, diabetes or facial neuralgia.
- Persons with paresthesia or dysalgesia.
- Persons with Keloid diathesis, facial melanosis, photosensitivity or pigmentation disorders.
- Persons with capillary dilatation due to long-term steroidal hormone treatments or liver dysfunction.
- Persons who have allergies, atopic dermatitis, skin diseases, sensitive skin or weak skin.
- Persons who have epileptic stroke or discomfort due to flashing lights.
- Persons who have aftereffects of head or ophthalmologic aftereffects due to traffic accidents.
- Persons who have had eye operations (in the case of LASIK, consult with the doctor before use).
- Persons who are pregnant, on period or breast-feeding.
- Children or the person who cannot express their feelings in words.
- Persons under the influence of alcohol or with a hangover.
- Persons who take drugs that cause drowsiness.
- Persons who are extremely tired or do not feel well.
- Persons who have had skin problems such as spots or rashes due to artificial fibers.
- Persons who have or have had skin-inflammation due to cosmetics.
- Persons immediately after having chemical peeling at beauty salons etc.
- Persons who have had skin problems after using beauty equipment.



Prohibition

■ **Do not use on the following parts.**

- Except specific parts.
- Around heats, eyeballs, upper eyelids, lips, and mucous membrane such as inside the mouth.
- Private parts, anus, around the Adam's apple, and ears.
- Parts with morbid spots, moles, and viral warts.
- Tinged and inflamed parts due to excessive sunburn.
- Parts with wounds, eczema, psoriasis, herpes, purulent acnes and/or pimples.
- Parts with pathological spots due to itching, flushing, physical stimulus.
- Parts where surgery was performed. private parts, anus, around the Adam's apple and ears.
- Any parts immediately after hair removal or shaving has been performed.

※ If you are seeing a doctor, consult with the doctor before use.

PRECAUTION BEFORE USE

WARNING

- Do not use this product with other beauty equipment at the same time.
- Do not use this product for any purpose other than beauty and under conditions of malfunction or damage. This product is a treatment equipment specialized for use in beauty. Do not use for other purposes such as therapeutic purposes.
- Do not look at or directly view the LED light.
- Do not use continuously on the same parts.
Problems or symptoms such as skin damage, infection, inflammation, bleeding, pigmentation may be aggravated.
- Do not use serums that contain alcohol ingredients. It may cause skin problems.
- Do not use on pets.
- Do not use near flammable substances such as thinner, benzene, polish removers or sprays.
- Do not use with anything other than the dedicated adapter and USB cord. Do not connect the dedicated adapter and USB cord to other equipment. "The cause of conflagration, electrification, or breakdown."
- Do not damage the USB cord.
- ※ Do not damage, bend more than necessary, pull, twist, place heavy objects on top of, interpose. "Causes of fire, electric shock or damage."
- Do not adopt a star-burst connection. "Causes heat generation or fire."



Prohibition



Prohibition of use
in a wet area



Prohibition of
getting wet



Prohibition of use
with wet hands



Unplug



Compulsion

- Do not use and keep in the bathroom or high humidity places. Do not leave in places where water is easily splashed "on a sink etc."
- Do not immerse in water, pour or spill water (the causes of electric shock, fire or damage).
- Do not touch with wet hands. (the causes of electric shock or injury)
- Make sure to hold the end of the plug when putting in or pulling the adapter. Do not grab the cord to put in or pull the adapter.
- Do not use when the adapter is damaged or the insertion to any outlet is loose.
- Make sure to use only household outlets.
- Insert firmly up to the root of the adapter and the plug.
- Be sure to observe the contents of the instruction manual. Failure to do so may result in some problems.

PRECAUTION IN USE



WARNING



Unplug

- Stop using the product, turn off the power, and pull the adapter from the outlet in the following cases.

Earthquakes or lightning.

Smoke, abnormal heat, odor or distortion of the main body, the adapter or the code.



Prohibition

- During use, this product may slightly heat up but this is not a safety issue.
- Do not bring this product into contact with metals and any other electric appliances such as mobile phone, television.



Compulsion

- Make sure to remove all metal objects, glasses and contact lenses during use.

※Metal objects: Pierced earrings, necklaces, watches etc.

- Make sure to set to level 1 when using for the first time or until you get used to it.
- Do not press the head of product to the skin strongly and never place on the same part of the skin for longer than 3 seconds. This may cause skin troubles.
- During treatments around eyes, use this product with your eyes closed.
- Discontinue use immediately if abnormalities appear on the skin or in the body during use and consult with a doctor.



CAUTION

Precautions of the use of product.

Read the following sections carefully before use.

1

- Perform a special treatment to each part once a week.
- Perform a treatment twice a week in the first and second weeks. From the third week, perform a treatment about once a week on your skin conditions.
- Excessive treatment is not good for the skin.
- Give daily treatments to each part every day or every other day.
- Use this product according to your skin conditions.

2

- As to facial treatments, remove makeup and wash your face to remove impurities such as makeup cosmetics and sebum on your skin and apply the dedicated beauty essence or gel, then use this product.
- Body treatment should be applied after bathing or in other clean skin conditions.

3

- Skin conditions are different depending on your physical conditions.
- Use this product while observing your skin conditions, and discontinue use if abnormalities such as rashes, redness or itchiness appear on skin and consult with dermatologist.

PRECAUTION OF MAINTENANCE AND INSPECTION

WARNING



Prohibition of disassembly

- Do not disassemble, modify, or try to repair the device yourself. For repair, please inquire at dealer.



Unplug

- Unplug the adapter from the outlet when cleaning the main body. (Failure to comply may cause fire or accident.)
- Make sure to turn off the power, and disconnect the AC adapter with the outlet when not using. (Failure to comply may cause fire or damage.)



Prohibition

- Do not adhere dust and pin on AC adapter and plug. (Cause fire, electric shock or damage.)
- Do not drop or hit this product.
- Do not wrap the code around the adapter when storing the device.
- Please keep out of reach of children and do not let them use this product.
- Do not store this product in the following places.
 - Places subject to direct sunlight, high humidity and dust.
 - Places subject to high temperature or temperature below freezing point or inside a car under the blazing sun.
 - Places subject to danger of ignition, rain or wind.
 - Places subject to chemicals, gas generation or excessive vibration.
 - Places being close to heating appliances, appliances generating heat and magnetic sources.



Compulsion

- How to clean

Wipe this product using a soft cloth dampened with water. If wiping with a hard cloth, the product may be damaged or this may cause deterioration in performance.
- ※ Do not use solvents such as alkaline agents, alcohol, thinner or benzene, polish removers, polishing powders, hot water or chemicals.
- ※ Do not leave this product with the beauty essence or gel on it after use.


INSPECTION

When this product is unused for longer than 6 months and is used again, make sure to inspect before use if there are any abnormalities (the lighting state of the LED lights and the presence or absence of cracks).

If used under faulty conditions, this may cause an accident.

NAME OF PARTS

Main Body




※ The images are for reference only. Please refer to the actual product.

Accessories

- AC adapter
- Stand
- Instruction manual with warranty card

NAME OF PARTS


Top cover



- Surface with gold-plated treatment optimized for skin biocompatibility.
- ※ The metal substrate is inherently soft and prone to surface scratches. Please handle with care during use. Minor surface abrasions that may occur will not compromise product integrity and can be safely used as intended.

Equipped with near-infrared (NIR) LED

- This instrument is equipped with near-infrared (NIR) LEDs operating at 830 ± 10 nm wavelength, which activate intermittently after power-on.
- ※ Near-infrared (NIR) light is non-visible with longer wavelengths and enhanced tissue penetration capabilities. Avoid direct eye exposure to the highlighted area, as prolonged exposure may cause ocular damage.



- ※ The white dashed line indicates the location of near-infrared (NIR) LED components.



- ※ Avoid direct eye exposure to the marked area, as prolonged exposure to the light source may cause ocular damage.

EXPLANATION OF FUNCTIONS

Function

Button	Mode	Function
SPA	SPA mode	Through three core mechanisms—thermal energy stimulation, bioelectrical regulation, and physical permeation—it deeply empowers and multi-dimensionally enhances the skin's condition.
UP	ULTRA PULSE mode	It emits high-conductivity pulse waves and employs the "electroporation principle" to enhance the efficacy of substance permeation.
EMS	EMS mode	Output a pulse specialized in working muscles.
MIX	MIX mode	Output insert pulse/EMS/mid-high frequency simultaneously.
VR	VIBRATION mode	Mitigate electric stimulation with the vibration.

LED

	11 Custom-Designed High-Brightness & High-Transparency Red Wave LEDs. For Radiant and Elastic Skin.
	6 Near-Infrared Wave LEDs. Deep-Level Activation to Optimize Skin's Foundation.

- ※ Do not look directly at the LED light.
- ※ Keep your eyes closed during the treatment around eyes.

HOW TO USE

※ When using this device for the first time, remove the protective sticker (transparent sticker) from the electrode.

① Open the cover of the AC adapter socket of the main body and plug the AC adapter into the main unit and the outlet.

② Select the mode

- Press the 〈SPA button〉 to select the SPA mode.
- Press the 〈UP button〉 to select the ULTRA PULSE mode.
- Press the 〈EMS button〉 to select the EMS mode.
- Press the 〈MIX button〉 to select the MIX mode.

※ The mode lamp of the selected mode is lit up in red.

※ Start at level 1.

※ A sound is made once every 10 seconds.

③ Select the level

- This product has 4 types of levels.

※ Select the level by pressing the button of the mode being used.

It is recommended to use at level 1 setting during your first treatment and then adjust to the output level which is comfortable for you.

※ When lowering the level, turn the power of the unit off and then reset the level.



④ VIBRATION selection

- Press the 〈VR button〉 and VIBRATION mode starts.
- VIBRATION mode has two patterns. The order of switching is Short Long OFF.

※ Press the 〈VR button〉 and only VIBRATION mode can be used.

When used alone, the VR mode will automatically stop after 6 minutes of activation.

⑤ Power OFF

- With the activation mode at level 4, press the button again to turn off the power.

※ The SPA mode, EMS mode, and MIX mode will automatically shut down 10 minutes after activation, with a warning tone emitted approximately 30 seconds before shutdown.

※ The UP mode will automatically shut down 6 minutes after activation, with a warning tone emitted approximately 30 seconds before shutdown.

⑥ Disconnect the AC adapter from the main body and outlet.

Close the cover of the AC adapter socket on the main body after use.


TREATMENT PROCEDURE

Before treatment

- 1 Remove accessories such as necklaces or rings and all metal objects that you are wearing.
- 2 Before performing a treatment, remove makeup and wash your face to remove impurities such as makeup cosmetics and sebum on your skin.

Body treatment should be applied after bathing or in other clean skin conditions.

While performing a treatment



- When performing a treatment for full face, do not apply the beauty essence to the face all at once but divide it into four parts to apply as illustrated left and then perform a treatment.

Daily treatment

- EMS mode + MIX mode = 6~10 minutes in total
- Select EMS mode or MIX mode to perform a 6-10 minute treatment.

Special treatment once a week

- SPA mode + UP mode = 10 minutes in total
- 5-minute treatment in SPA mode first, and a 5-minute treatment in ULTRA PULSE mode is effective.


After treatment

- 1 After treatment, gently spread the beauty essence and wipe away the gel left on the skin.
- 2 After treatment, wipe away the product with a soft cloth or tissues.

TREATMENT PROCEDURE (Face)

EMS mode ▪ MIX mode

- Apply the beauty essence on the part of treatment.
- Place this head to the skin in order for approx. 3 seconds as shown in the illustration.
- ①~⑤ Perform each procedure two to three times.



- ※ The treatment procedure in the illustration is reference.
- ※ During the treatment, apply more gel or the beauty essence if the treatment area becomes dry.
When the treatment area becomes dry, it may cause irritation on your skin and the reduction of its effect.
- ※ Please adhere closely 6 elements on skin while treatments.
- ※ During use, wipe the surface of the head using a soft cloth in case the surface of the product's head becomes rough by the adhesion of dirt etc.
- ※ Do not use the product if you are physically unwell.
- ※ Excessive treatment burdens your skin. Do not use multiple times a day on the same area.


WARNING

Do not use around mucosa, upper eyelids, eyeballs, ears, and Adam's apple.

TREATMENT PROCEDURE (Face)

SPA mode ▪ UP mode

- Apply the beauty essence on the part of treatment.
- Move constantly and slowly and do not remain fixed in one place for more than 3 seconds.
- ①~③ Perform each procedure two or three times.



Move along the face line from below the jaw to the rear side of the ear. Then, move from the parotid gland to the shoulder.

Move along the face line from the end of the jaw to the temple. Next, move along the cheek from the nostril to the temple. Finally, move from inner corner of eye, under eye, and to temple.

Move from the bottom to the top while lifting the eyebrows upward to the hairline.

- ※ The treatment procedure in the illustration is reference.
- ※ During the treatment, apply more gel or the beauty essence if the treatment area becomes dry.
When the treatment area becomes dry, it may cause irritation on your skin and the reduction of its effect.
- ※ Please adhere closely 6 elements on skin while treatments.
- ※ During use, in the case that the surface of the product's head becomes rough by the adhesion of dirt etc., wipe the surface of the head using a soft cloth.
- ※ Do not use the product if you are physically unwell.




WARNING

Do not use around mucosa, upper eyelids, eyeballs, ears, and Adam's apple.

TREATMENT PROCEDURE (Body)

Upper arm


- Special treatment: each arm 15 minutes ■ Daily treatment: each arm 15 minutes



- 1 Move in small circles around the root of arm two or three rounds.
- 2 Move straight along the upper arm from above the elbow to the root of arm.

Waist


- Special treatment: 15 minutes ■ Daily treatment: 15 minutes



- 1 Move like drawing small circles around the navel once round.
- 2 Move like drawing small circles from the side of the waist to the inguinal node as if making the curve of the waist.
- 3 Move straight as if flowing from the top to the bottom.

Hip

- Special treatment: 15 minutes ■ Daily treatment: 15 minutes




- 1 Move like drawing small circles from the boundary between the hipline and the thighs to below the waist.
- 2 Move in zigzags around the boundary between the hipline and the thighs.
- 3 Move straight from the boundary between the hipline and the thighs to below the waist.

TREATMENT PROCEDURE (Body)

Leg (front and back)

- Special treatment: each calf 15 minutes
- Daily treatment: each calf 15 minutes




- 1 Move sideways like drawing small circles from above the knee (the back of the knee) to the root of the thighs (the hipline).
- 2 Move linearly like drawing small circles from above the knee (the back of the knee) to the root of the thighs (the hipline).
- 3 Move straight from above the knee (the back of the knee) to the root of the thighs (the hipline).

※ Perform in the same way for the front and the back of the legs.

Calf

- Special treatment: each calf 15minutes
- Daily treatment: each calf 15 minutes



- 1 Move like drawing small circles from the ankle to the back of the knee.
- 2 Move sideways like drawing small circles from the ankle to the back of the knee.
- 3 Move linearly from the ankle to the back of the knee.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name	the vzusa SE
Power rating of AC adapter	Input 100-240V $\sim$ 50/60Hz 0.6A Output 12V $\equiv$ 2A
Maximum Electrode Output	50mA
Electrode Head Area	10.21cm ²
Size	Main body: Approx. H210×W64×D57mm
Weight	Main body: Approx. 220g

RoHS

Reference standards: SJ/T 11364-2014

Substances or Elements	Names				
	Structural Parts	PCBA	Cables	Metal Components	Plastic Components
Pb	○	×	○	×	○
Hg	○	○	○	○	○
Cd	○	○	○	○	○
Cr VI	○	○	○	○	○
PBB	○	○	○	○	○
PBDE	○	○	○	○	○
DBP	○	○	○	○	○
DIBP	○	○	○	○	○
BBP	○	○	○	○	○
DEHP	○	○	○	○	○

○: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component is below the limit requirements specified in GB/T 26572-2011.

×: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the limit requirements specified in GB/T 26572-2011. Currently, there are no alternative technologies or components available, but it complies with relevant national regulations. Meanwhile, our company will continue to strive to reduce the use of hazardous elements through technological improvements.

ASSURANCE PROVISION

- Based on the warranty book records and in accordance with the warranty policy, free repair services will be provided within the warranty period. If a malfunction occurs within the warranty period from the date of purchase, please attach a copy of this warranty book and contact the purchase store or our customer service center for repairs.
- ※ If the serial number, purchase date, purchase store, customer name, address, or phone number is not filled out, this warranty book will be considered invalid. Please ensure all information is completed without omission.
- ※ Accessories (AC adapter, stand and instruction manual with warranty card) are not covered under warranty. Additionally, if the warranty book's serial number sticker is peeled off, the warranty will not apply.
- Even within the warranty period, free repairs will not be provided under the following circumstances:
 - A. The serial number sticker on the warranty book is peeled off.
 - B. The warranty book does not include the serial number, purchase date, purchase store, customer name, address, or phone number.
 - C. Damage or malfunction caused by improper handling by the user, such as dropping or water exposure during transportation or movement.
 - D. Damage or malfunction caused by fire, natural disasters, or abnormal voltage.
 - E. Malfunction caused by connecting to other devices.
 - F. Malfunction caused by using a non-original AC adapter.
 - G. Repairs, adjustments, or modifications performed by non-authorized personnel.
 - H. Failure to present this warranty book.
 - I. Other circumstances.
- This warranty book is only valid for domestic use.
- ※ If purchased overseas, the warranty is only applicable with proof of purchase from an official distributor authorized by our company.
- Regarding Shipping Costs:
 - a. During the warranty period, round-trip shipping costs will be covered by our company. (Valid only within the People's Republic of China.)
 - b. Outside the warranty period, round-trip shipping costs will be borne by the customer.
- This warranty book cannot be reissued if lost. Please keep it safe.

MEMO

保修书 / WARRANTY CARD

请妥善保管
PLEASE KEEP IT PROPERLY

※修理时请务必附上复印件一份。

商品名	美杜莎美容仪-特别版 (the vzusa SE)
序列号	
保修区间	自购买之日起，本体仅限1年。（其它附属品不适用）
购买店铺	
购买日期	年 月 日
客户名	
您的地址	
电话号码	

如有不明之处，请随时咨询。

If there is anything unclear, please feel free to consult at any time.

■ 仪器使用有疑问 ■ 仪器无法正常使用 ■ 零件破损,想更换零件 ■ 仪器修理 ■ 消耗品购买

客户中心

VZUSA
美杜莎
北京美杜莎
经济贸易有限公司



官网

URL: <http://www.thevzusa.com/>

400-692-7868 受理时间:09:00~18:00
(节假日除外)

■ 本保修书是基于使用说明书的记载内容,承诺进行免费修理。若自购买之日起在上述期间内发生故障时,请客户附上本保修书的复印件,向购买店铺或本公司客户中心要求维修。

※ 序列号、购买店铺、购买日期、客户名、地址、电话号码未记载时,保修书无效,请务必事先确认没有遗漏。

※ 如果保修书上的序列号标签被撕掉,则不在保修范围内,请注意。

※ 本保修书所载内容已事先通知客户,确保不侵犯或限制消费者合法权益。

制 造 商

The Vzusa 北京美杜莎经济贸易有限公司
北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院5号楼6层709
TEL:400-692-7868

生 产 商

深圳安钛科技有限公司
深圳市光明区玉塘街道田寮社区第十工业区5栋501
TEL:0755-86526215

